

	T.C. D.Ü. DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ ÖN YIKAMA VE DEKONTAMİNASYON DEZENFEKSİYON FORMU	Doküman No	EN.FR.03
		Yürürlüğe Gir.Tar.	09.02.2015
		Revizyon No	02
		Revizyon Tarihi	02.01.2019
		Sayfa No	Sayfa 1/1

Yük No		YÜK İÇERİĞİ	SOLÜSYON HAZIRLIK/DENETİM	
			OLUMLU ☐	OLUMSUZ ☐
Manuel Dezenfeksiyon			Solüsyon Değişimi	Tarih:/....../20.... Saat:
Dezenfektan Adı			Ürün Hazırlık Referans	
Ürün Raf Ömrü			MEK Kontrol	
Ürün Kullanım Ömrü			İşlem Sorumlusu Personel	
Yük No		YÜK İÇERİĞİ	SOLÜSYON HAZIRLIK/DENETİM	
			OLUMLU ☐	OLUMSUZ ☐
Manuel Dezenfeksiyon			Solüsyon Değişimi	Tarih:/....../20.... Saat:
Dezenfektan Adı			Ürün Hazırlık Referans	
Ürün Raf Ömrü			MEK Kontrol	
Ürün Kullanım Ömrü			İşlem Sorumlusu Personel	
Yük No		YÜK İÇERİĞİ	SOLÜSYON HAZIRLIK/DENETİM	
			OLUMLU ☐	OLUMSUZ ☐
Manuel Dezenfeksiyon			Solüsyon Değişimi	Tarih:/....../20.... Saat:
Dezenfektan Adı			Ürün Hazırlık Referans	
Ürün Raf Ömrü			MEK Kontrol	
Ürün Kullanım Ömrü			İşlem Sorumlusu Personel	
Yük No		YÜK İÇERİĞİ	SOLÜSYON HAZIRLIK/DENETİM	
			OLUMLU ☐	OLUMSUZ ☐
Manuel Dezenfeksiyon			Solüsyon Değişimi	Tarih:/....../20.... Saat:
Dezenfektan Adı			Ürün Hazırlık Referans	
Ürün Raf Ömrü			MEK Kontrol	
Ürün Kullanım Ömrü			İşlem Sorumlusu Personel	

- MEK belirlenmesi amacıyla pH ölçerler kullanılmamalıdır,
- MEK Test sonucu olumsuz ise, solüsyon kullanılmamalı, üzerine ekleme yapılmamalı, yeni solüsyon hazırlanmalıdır,
- MEK Test her gün solüsyon kullanılmaya başlamadan önce 1 test,
- MEK Test günlük her 10 kullanım sonrası 1 test,
- Haftalık kullanım için kullanım öncesi 1 test,
- Test strpileri solüsyonun kullanım süresini uzatmak için kullanılmaz,
- Test striplerinin değerlendirmesinde üretici firma önerileri dikkate alınmalıdır,
- Boşalan solüsyon kabı temizlenip kurutulduktan sonra tekrar yeni solüsyon hazırlanmalıdır.