

	T.C. D.Ü. DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ FOSFOR PLAK TARAYICI BAKIM TALİMATI		Doküman No	MC.TL.39
			Yürürlüğe Gir.Tar.	09.02.2015
			Revizyon No	02
			Revizyon Tarihi	02.01.2019
			Sayfa No	Sayfa 1/1

1. AMAÇ

Talimatın amacı; fosfor plak tarayıcının çalıştırılmasının ve bakımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından teknik hizmetler birimi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1.1. Cihaz açma kapama butonundan aktif hale getirilir.

6.1.2. Cihaza bağlı bilgisayardan hasta kaydı açılır.

6.1.3. Cihazın tarama ünitesi açıldığında fosfor plak üniteye yerleştirilir.

6.1.4. Fosfor plak tarandıktan sonra bilgisayar ekranına düşen görüntü onaylanarak sisteme gönderilir.

6.1.5. Fosfor plak tarayıcı, aylık olarak kontrol edilecektir.

6.2. Cihazın Bakımı

6.2.1. Teknik servis personeli fakültemizdeki tüm makine ve cihazların bakım tarihlerini gösterir, “TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON PLAN FORMU ” hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.

6.2.2. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için “BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU” düzenler.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

1. TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON PLANI

2. BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU