



T.C.
D.Ü. DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ
MSÜ YIKAMA TESTİ (KİRLİLİK, PROTEİN VE
SONOCHENK) TAKİP FORMU

Doküman No	SH.FR.06
Yürürlüğe Gir.Tar.	01.10.2021
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	--
Sayfa No	Sayfa 1/1

YIKAMA İNDİKATÖR ÖZELLİKLERİ

Harbor stf yük kontrol göstergesi cerrahi alet yıkama disinfector makine temizleme etkinliğini kontrol etmek için kullanılır. Manufactured from kurutulmuş testi toprak Formula desenle baskılı bir substrat kimyasal bir göstergedir. Yıkama disinfector işlem sırasında karşılaşılan kimyasal, mekanik ve termal suşları dayanmak ve kurutulmuş testi toprak modeli gelen substrat tümüyle kaldırılmasını performans temizleme yıkama disinfector niteliksel bir değerlendirmesini sağlar. Gösterge yok kan ürünleri içerir. Performans etkinlik toprak testleri için cerrahi aletler, BS 2745 ve ISO/TS 15883 anlatılan temizleme için eşdeğerdir. Haftalık kontrol çizelgesi ile takibi yapılır.

Tarih:...../...../20

Saat:...../.....

Tespiti Yapan Personel:.....

Program No:

1

2

3

4

5

6

TEST GÖSTERGESİ (İNDİKATÖR):

MAKİNE NO:.....

MAKİNE NO:.....

MAKİNE NO:.....

KİRLİLİK TEST SONUCU

OLUMLU ☐
OLUMSUZ ☐

KİRLİLİK TEST SONUCU

OLUMLU ☐
OLUMSUZ ☐

KİRLİLİK TEST SONUCU

OLUMLU ☐
OLUMSUZ ☐

PROTEİN TESTİ

MAKİNE NO:

PROTEİN TEST SONUCU

OLUMLU ☐
OLUMSUZ ☐

MAKİNE NO:

PROTEİN TEST SONUCU

OLUMLU ☐
OLUMSUZ ☐

MAKİNE NO:

PROTEİN TEST SONUCU

OLUMLU ☐
OLUMSUZ ☐

MAKİNE NO:

PROTEİN TEST SONUCU

OLUMLU ☐
OLUMSUZ ☐

ULTRASONİK TEST

MAKİNE NO:

ULTRASONİK TEST SONUCU

OLUMLU ☐
OLUMSUZ ☐

MAKİNE NO:

ULTRASONİK TEST SONUCU

OLUMLU ☐
OLUMSUZ ☐

MAKİNE NO:

ULTRASONİK TEST SONUCU

OLUMLU ☐
OLUMSUZ ☐

MAKİNE NO:

ULTRASONİK TEST SONUCU

OLUMLU ☐
OLUMSUZ ☐

MSÜ Sorumlu Personeli

Ad/Soyad-İmza

Sorumlu Hemşire/Koordinatör

Ad/Soyad-İmza