



T.C.
D.Ü. DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ CİHAZ TEMİZLİK ve BAKIM FORMU

Doküman No	SH.FR.02
Yürürlüğe Gir.Tar.	02.01.2025
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	--
Sayfa No	Sayfa 1/2

AY / YIL:

CİHAZLAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
BUHAR STERİZATÖR 1																															
BUHAR STERİZATÖR 2																															
BUHAR STERİZATÖR 3																															
PAKETLEME MAKİNESİ 1																															
PAKETLEME MAKİNESİ 2																															
DEZENFEKTÖR 1																															
DEZENFEKTÖR 2																															
DEZENFEKTÖR 3																															
ULTRASONİK 1																															
DAC CİHAZI 1																															
DAC CİHAZI 2																															
SU ARITMA CİHAZI																															
KONTROL EDEN	KİRLİ ALAN SORUMLUSU										TEMİZ ALAN SORUMLUSU										MSÜ SORUMLUSU										



T.C.
D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ CİHAZ TEMİZLİK ve BAKIM FORMU

Doküman No	SH.FR.02
Yürürlüğe Gir.Tar.	02.01.2025
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	--
Sayfa No	Sayfa 2/2

CİHAZ TEMİZLİK ve BAKIMINDA YAPILMASI GEREKENLER

ULTRASONİK	- Boş cihazın içi tortu ve kir açısından kontrol edildi, var olan kirler uzaklaştırıldı. - Boş cihazın içi dezenfektan solüsyon emdirilmiş bez ile silindi. - Cihaz kuruduktan sonra yeni solüsyon hazırlandı.
YIKAYICI DEZENFEKTÖR	- Filtre temizliği yapıldı - Pervaneler kontrol edildi. - Dış yüzey temizlendi.
OTOKLAV (BUHAR STERİZATÖR)	- Kazan iç temizliği yapıldı. - Kazan dış temizliği yapıldı. - Contalar spreylendi.
DAC	- Boş cihaz alkol ile silindi. - Filtreler kontrol edildi.
SU ARITMA	- Su haznesi tortu/kireç açısından kontrol edildi. - Dış yüzey silindi.
KESME/ KAPAMA MAKİNESİ	Makinenin kesme bölümü tozlardan arındırıldı.